

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-AKROMAT

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

AKROMAT es un equipo de sobremesa para laboratorio destinado a ensayos de reaccion alcali-silice con monitoreo en linea.

A diferencia del almacenamiento convencional, donde las muestras deben retirarse y enfriarse para medir longitud, AKROMAT registra automaticamente y de forma continua el cambio de longitud durante el almacenamiento.

Esta medicion continua reduce el trabajo y las desviaciones causadas por manipulacion, enfriamiento y calentamiento de la muestra. El ensayo entrega una indicacion de reaccion ASR en semanas en lugar de meses.

Las muestras se almacenan individualmente en contenedores de ensayo; hasta 6 muestras pueden ensayarse al mismo tiempo.

Especificaciones técnicas

Aplicacion	Reaccion alcali-silice ASR
Tipo	Reactor de laboratorio con monitoreo en linea
Capacidad	Hasta 6 muestras simultaneas
Temperatura	Desde temperatura ambiente hasta +65 °C
Registro	Datos registrados automaticamente con data logger
Item catalogo	AKROMAT - Alkali-Silica Reactor
Item No.	K005

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)