

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-CDF-CIF-FREEZE-THAW-TE

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El ensayo CDF se recomienda para determinar la resistencia a sales descongelantes y ciclos hielo-deshielo; el ensayo CIF se usa para determinar resistencia al hielo-deshielo por dano interno.

Los ensayos se caracterizan por transporte unidimensional de calor y humedad dentro de las probetas.

El sistema CDF/CIF permite someter automaticamente muestras a ciclos hielo-deshielo en un rango de temperatura de -20 °C a +20 °C.

Los perfiles de temperatura son programables dentro de la especificacion. Los datos de temperatura se registran automaticamente y tambien pueden leerse mediante navegador web.

El equipo tambien se utiliza para ASTM C666 metodo A y para el metodo aleman VDZ cube test.

Especificaciones técnicas

Ensayos	CDF; CIF; ASTM C666 A; VDZ cube test
Rango de ciclo	-20 °C a +20 °C
Perfiles	Temperatura libremente programable dentro de especificacion
Registro	Datos automaticos, lectura via navegador web
Item catalogo	CDF Equipment, Air Cooling only
Item No.	C0001

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)