

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-EBT-V

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El eBT-V permite medir propiedades reologicas de mortero y hormigon fresco con tamano maximo de particula de hasta 32 mm. Mediante la medicion de la resistencia al flujo se pueden especificar esfuerzo de fluencia y viscosidad.

El equipo incluye dos modos de medicion: celda de paletas o modo V, y geometria esferica/cilindrica o modo P.

Permite medir mezclas muy fluidas, como hormigon autocompactante SCC, y mezclas rigidas, como hormigon vial o vibrado.

Los datos de medicion se transmiten en tiempo real a un smartphone suministrado con el equipo y pueden mostrarse graficamente.

Especificaciones técnicas

Aplicación	Reologia de mortero y hormigon fresco
Tamano maximo de particula	Hasta 32 mm
Parámetros	Esfuerzo de fluencia y viscosidad
Modos	Modo V con celda de paletas; modo P con geometria esferica/cilindrica
Volumen de muestra	15 litros o 40 litros segun modo; contenedor adicional de 20 litros para modo P bajo solicitud
Item No.	B0010

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)