

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-SHRINKAGE-DRAIN

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Shrinkage Drain esta construido con un perfil de acero inoxidable en forma de U de 1 m de largo que contiene la probeta.

Para evitar fricción con las paredes, el dren se cubre con una lamina removible de neopreno.

En un extremo se fija un anclaje removible; en el otro extremo el anclaje es movil y se desplaza sobre tres ruedas.

El movimiento del anclaje se registra mediante una sonda digital de alta sensibilidad conectada a una electronica de interfaz de sonda.

El catalogo lo describe para medicion continua de retraccion segun ONORM B 3329, con drenes disponibles en distintas secciones y longitudes.

Especificaciones técnicas

Aplicacion	Medicion continua de retraccion
Norma citada	ONORM B 3329
Construccion	Perfil de acero inoxidable en U de 1 m
Friccion	Lamina removible de neopreno
Version mortero	1000 x 60 x 40 mm3; Item No. S0103
Version hormigon	1000 x 100 x 60 mm3; Item No. S0033

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)