

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-SLABTESTER

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Slabtester se utiliza para ejecutar distintos ensayos hielo-deshielo en materiales de construccion.

El equipo permite congelar y descongelar automaticamente muestras en aire en un rango de temperatura de -30 °C a +45 °C.

Los perfiles de temperatura son libremente programables. Los datos de temperatura se registran continuamente y pueden leerse y guardarse mediante navegador web.

Una actualizacion permite ensayo hielo-deshielo con inundacion, donde las muestras se congelan en aire y se descongelan en agua.

Opciones adicionales permiten circulacion de agua durante la fase de inundacion y ensayo con pulverizacion para unidades de mamposteria segun CEN/TS 772-22.

Especificaciones técnicas

Ensayo	Hielo-deshielo para materiales de construccion
Rango aire	-30 °C a +45 °C
Perfiles	Libremente programables
Registro	Continuo, lectura y guardado via navegador web
Opciones	Inundacion; circulacion de agua; pulverizacion
Item No.	C0103

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)