

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-SLIPER

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cada ingrediente de una formulacion de hormigon tiene efecto sobre la bombeabilidad. Por ejemplo, aditivos y adiciones que reducen agua o proporcion de cemento pueden afectar negativamente la bombeabilidad.

SLIPER, Sliding Pipe Rheometer, fue desarrollado por Putzmeister y producido por Schleibinger para evaluar rapidamente las características de bombeo del hormigon y otros materiales en laboratorio y en obra.

El equipo entrega informacion sobre velocidad de deslizamiento y desarrollo de presion de una muestra fluida, permitiendo realizar declaraciones sobre la bombeabilidad.

Con un diametro de tuberia de 125 mm pueden examinarse suspensiones finas y gruesas. Con un consumo aproximado de 7 litros de muestra, la medicion es rapida y economica.

Los resultados pueden mostrarse graficamente en el smartphone suministrado con el equipo. Con el sistema de evaluacion se describen las propiedades del hormigon fresco y se proyectan presion de bombeo y caudal de entrega.

Especificaciones técnicas

Aplicacion	Bombeabilidad de mortero fresco y hormigon fresco
Principio	Reometro de tuberia deslizante
Diametro de tuberia	125 mm
Volumen de muestra	Aprox. 7 litros
Salida	Visualizacion grafica en smartphone
Item No.	B0200

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)