

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-SOIL

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para una larga vida útil de rutas de tráfico, la superficie y subestructura deben mantener una capacidad portante consistente.

Las capas base están expuestas a grandes fluctuaciones de temperatura y también a heladas.

La evaluación de materiales de construcción y muestras de suelo con tamaño máximo de partícula de hasta 16 mm respecto a sus propiedades frente a heladas puede realizarse mediante el ensayo de levantamiento por helada según la norma suiza SN 670 321a.

El levantamiento se determina continuamente y con precisión micrométrica mediante un sensor de desplazamiento. Se registran el cambio de altura y la temperatura de la muestra, y los datos pueden consultarse en cualquier momento mediante navegador web.

Especificaciones técnicas

Aplicación	Ensayo de levantamiento por helada en suelo/materiales base
Norma citada	SN 670 321a
Tamaño máximo de partícula	Hasta 16 mm
Medición	Sensor de desplazamiento con precisión micrométrica
Datos	Altura y temperatura accesibles vía navegador web
Item No.	B0100

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)