

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-ULTRASONIC

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vikasonic mide el tiempo de transito ultrasonico para investigar el desarrollo temprano de resistencia de mortero y pasta de cemento.

La muestra se prepara en una celda de medicion. Con una termocupla tipo K puede registrarse la temperatura de la muestra.

El equipo mide continuamente el tiempo de transito ultrasonico, la intensidad de senal y la temperatura de la muestra.

Los datos se guardan en una memoria USB. Al mismo tiempo se calculan y registran la velocidad del sonido y el modulo de Young de elasticidad.

Especificaciones técnicas

Aplicacion	Fraguado temprano y endurecimiento por ultrasonido
Muestra	Mortero y pasta de cemento
Sensores	Par de transductores ultrasonicos
Frecuencia catalogo accesorios	80 kHz para dispositivo de medicion ultrasonico
Datos	Tiempo de transito, intensidad de senal, temperatura, velocidad de sonido y modulo de Young
Item No.	U0001 / U0002 segun configuracion

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)