



L2130-i Analizador isotopico y de concentracion de gases

Código: PICARRO-L2130-I

Marca: Picarro

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Mide la composición isotópica del oxígeno-18 (^{18}O) y la composición isotópica del deuterio (^2H) para el agua isotópica (H_2^{18}O)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)