



L2140-i Analizador isotopico y de concentracion de gases

Código: PICARRO-L2140-I

Marca: Picarro

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Mide la composición isotópica del oxígeno-18 (^{18}O), la composición isotópica del oxígeno-17 (^{17}O) y la composición isotópica del deuterio (^2H) y determina el exceso de isótopo de oxígeno-17 (^{17}O)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)