



PI5131-i Analizador isotopico y de concentracion de gases

Código: PICARRO-PI5131-I

Marca: Picarro

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Mide la composición isotópica del nitrógeno-15 ($\delta^{15}\text{N}$), la composición isotópica del sitio α del nitrógeno-15 ($\delta^{15}\text{N}\alpha$), la composición isotópica del sitio β del nitrógeno-15 ($\delta^{15}\text{N}\beta$) y la composición isotópica del oxígeno-18 ($\delta^{18}\text{O}$) para el óxido nitroso (N_2O)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)