

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



cellQARTR Insertos de cultivo celular

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)


Detalle

cellQART® Cell Culture Inserts

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.4 μm · 9300422	0 · 4 μm · 9 3 1 0 4 2 2	0 · 4 μm · 9 3 2 0 4 2 2	0 · 4 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 0 0 4 1 0 2	0 · 4 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 1 0 4 0 2	0 · 4 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 1 0 4 1 2	0 · 4 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 0 4 0 2	0 · 4 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 0 4 1 2	1 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 0 1 0 0 2	1 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 1 1 0 0 2	1 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 1 1 0 0 2	1 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 1 0 1 2	3 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 0 3 0 0 2	3 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 1 3 0 1 2	3 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 1 3 0 1 2	3 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 3 0 0 2	3 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 3 0 1 2	5 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 0 5 0 0 2	5 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 0 5 0 1 2	5 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 1 5 0 0 2	5 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 1 5 0 1 2	5 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 5 0 0 2	5 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 5 0 1 2	8 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 0 8 0 0 2	8 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 0 8 0 2	8 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 1 8 0 0 2	8 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 8 0 2	8 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 8 0 1 2	8 μm · p a c k 4 8 · 9 3 3 2 8 0 2		
Inserto	6-Well Inserts	1 2 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s	6 - W e l l I n s e r t s	6 - W e l l I n s e r t s	1 2 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s	6 - W e l l I n s e r t s	6 - W e l l I n s e r t s	1 2 - W e l l I n s e r t s	1 2 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s	6 - W e l l I n s e r t s	6 - W e l l I n s e r t s	1 2 - W e l l I n s e r t s	1 2 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s	6 - W e l l I n s e r t s	6 - W e l l I n s e r t s	1 2 - W e l l I n s e r t s	1 2 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s	2 4 - W e l l I n s e r t s					
Tamano de poro	0.4	0 · 4	0 · 4	0 · 4	0 · 4	0 · 4	0 · 4	0 · 4	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8



Especificación	0.4 μm · 9300422	0.4 μm · 9310422	0.4 μm · 9320422	0.4 μm · pack48 · 9300402	0.4 μm · pack48 · 9310402	0.4 μm · pack48 · 9310412	0.4 μm · pack48 · 9310402	0.4 μm · pack48 · 9320402	0.4 μm · pack48 · 9301002	1 μm · pack48 · 9301002	1 μm · pack48 · 9331002	1 μm · pack48 · 9331002	1 μm · pack48 · 9331002	1 μm · pack48 · 93321002	1 μm · pack48 · 93321002	3 μm · pack48 · 933030012	3 μm · pack48 · 933130002	3 μm · pack48 · 933130012	3 μm · pack48 · 933230002	3 μm · pack48 · 933230012	5 μm · pack48 · 933050002	5 μm · pack48 · 933050012	5 μm · pack48 · 933150002	5 μm · pack48 · 933150012	5 μm · pack48 · 933250002	5 μm · pack48 · 933250012	8 μm · pack48 · 933080002	8 μm · pack48 · 933080012	8 μm · pack48 · 933180002	8 μm · pack48 · 933180012	8 μm · pack48 · 933280002	8 μm · pack48 · 933280012	
Optica de membrana	Clear Extended Culture	Clear Extended Culture	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent
Color/Transparent	—	—	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent	Clear	Transparent
Tamano de paquete	—	—	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
Growth Area	—	—	—	—	—	—	—	—	2 x 10 ⁶	2 x 10 ⁶	2 x 10 ⁶	2 x 10 ⁶	2 x 10 ⁶	2 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	0.6 x 10 ⁶	
Membrana	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0 ± 2.0 μm	11.0 ± 2.0 μm	11.0 ± 2.0 μm	11.0 ± 2.0 μm	11.0 ± 2.0 μm	11.0 ± 2.0 μm	11.0 ± 2.0 μm	9.0 ± 2.0 μm	9.0 ± 2.0 μm	9.0 ± 2.0 μm	9.0 ± 2.0 μm	9.0 ± 2.0 μm	10.5 ± 2.5 μm	10.5 ± 2.5 μm	10.5 ± 2.5 μm	10.5 ± 2.5 μm	10.5 ± 2.5 μm	10.5 ± 2.5 μm	12.5 ± 3.0 μm	12.5 ± 3.0 μm	12.5 ± 3.0 μm	12.5 ± 3.0 μm	12.5 ± 3.0 μm	12.5 ± 3.0 μm	

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)