

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



cellQARTR precargados en placas de pocillos

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

cellQART® Pre-Loaded in Well Plates

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

[illegible]

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)