



## Carcasas de cerámica

**Código:** 1180258

**Marca:** STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Carcasas cerámicas

Consulte nuestra selección de membranas cerámicas tubulares para usar con MicroKleansep™ y viviendas de Tami Industries.

## Especificaciones técnicas

| Especificacion  | Valor                                  |
|-----------------|----------------------------------------|
| Especificacion  | capa activa                            |
| MicroKleansep™  | TiO2                                   |
| Filtanium™      | TiO2                                   |
| interior CeRAM™ | MFT: TiO2 +ZrO2 UF: ZrO2 UF Fine: TiO2 |

Fuente tecnica proveedor (bloque producto; etiquetas y valores en espanol tecnico).

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)