



Contador de colonias

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Contador de colonias

Las aplicaciones incluyen análisis microbiológicos, recuento total de bacterias y recuento total de coliformes.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	175330-01	175331-01
Equipo	Galaxy 330	Galaxy 330
Software	—	Incluye software
Alimentacion	100-240 V, adaptador, plug US	100-240 V, adaptador, plug US

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)