



Custom Sample Packs

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Custom Sample Packs

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.01 - 30.0 µm · 13 - 47 mm · pack 10	0.03 - 8.0 µm · 13 - 47 mm · pack 10	0.1 - 1.0 µm · 13 - 47 mm · pack 10	0.1 - 10.0 µm · 13 - 47 mm · pack 10	0.1 - 5.0 µm · 13 - 47 mm · pack 10	0.1, 0.2, 0.45 µm · 13 - 47 mm · pack 10	0.2 - 10.0 µm · 13 - 47 mm · pack 10	0.2 - 5.0 µm · 13 - 25 mm · pack 5	0.2 - 5.0 µm · 37 - 47 mm · pack 5	0.2 - 8.0 µm · 13 - 47 mm · pack 10	0.2 µm · 25 - 47 mm · pack 10	0.2- 0.45 µm · 25 - 47 mm · pack 10	0.2- 1.2 µm · 13 - 47 mm · pack 10
Tamano de poro	0.01 - 30.0	0.03 - 8.0	0.1 - 1.0	0.1 - 10.0	0.1 - 5.0	0.1, 0.2, 0.45	0.2 - 10.0	0.2 - 5.0	0.2 - 5.0	0.2 - 8.0	0.2	0.2- 0.45	0.2-1.2
Tamano de paquete	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10
Diametro	13 - 47	13 - 47	13 - 47	13 - 47	13 - 47	13 - 47	13 - 47	13 - 25	37 - 47	13 - 47	25 - 47	25 - 47	13 - 47

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)