



Filtros de jeringa personalizados

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características del filtro de jeringa (cápsula)

8 opciones diferentes de medios de filtración

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hasta 7 diámetros (4-65 mm) para elegir
- Hasta 4 opciones de conexión final
- Amplio Gama de tamaños de poro disponibles (0,1 - 200 micras)

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	13 mm	25 mm	4 mm	40 mm	50 mm · D50	50 mm · G50	65 mm
Serie	D13	D25	D4	D40	D50	G50 vacuum/vent	D65
Diámetro (mm)	13	25	4	40	50	50	65
Nota	Filtro de jeringa configurable; medio y poro al cotizar	Filtro de jeringa configurable; medio y poro al cotizar	Filtro de jeringa configurable; medio y poro al cotizar	Filtro de jeringa configurable; medio y poro al cotizar	Filtro de jeringa configurable; medio y poro al cotizar	Filtro de jeringa configurable; medio y poro al cotizar	Filtro de jeringa configurable; medio y poro al cotizar

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)