



Baño seco y colector para ciencias de la vida

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Baño seco y colector para ciencias de la vida

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	179310-11	179320-11
Equipo	Sahara 310	Sahara 320
Alimentacion	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)