

Placas de Petri

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Placas de Petri

Utilice placas de Petri para cultivar microorganismos en filtros de membrana de 47 mm

Su ajuste perfecto evita que se sequen durante la incubación

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	50 mm · pack 100 · 42004A00	50 mm · pack 100 · 42004A01	50 mm · pack 500	90 x 15mm · pack 10
Tamano de paquete	100	100	500	10
Diámetro (mm)	50	50	50	—
Tamano de hoja	—	—	—	90 x 15mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)