



Fibra de vidrio GC90

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:
Aglutinante orgánico

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	10 mm · pack 100	124 mm · pack 100	13 mm · pack 100	142 mm · pack 100	150 mm · pack 100	16 mm · pack 100	21 mm · pack 100	22 mm · pack 100	25 mm · pack 100	257 mm · pack 50	293 mm · pack 50	35 mm · pack 100	37 mm · pack 100	42.5 mm · pack 100	47 mm · pack 100	50 mm · pack 100	75 mm · pack 100	90 mm · pack 100
Tamano de paquete	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100
Diámetro (mm)	10	124	13	142	150	16	21	22	25	257	293	35	37	42.5	47	50	75	90
tamano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5mm	—	—	—	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)