



Accesorios de filtración

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Accesorios de filtración

Los tapones de silicona están disponibles en varios tamaños

Los tapones n.º 5 y n.º 8b adaptan portafiltros de 13 y 25 mm a 125 ml (n.º 5) y 1 l Matraces (#8b), mientras que el tapón n.º 8 se adapta a portafiltros de 47 y 90 mm en el matraz de 1 L.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	311004	311008	311230	311426
Tipo	[311004] Accesorios de filtración (65 L/min 30 mbar)	[311008] Accesorios de filtración (23 L/min 105 mbar)	[311230] Accesorios de filtración (120 L/min 105 mbar)	[311426] Accesorios de filtración (55 L/min 30 mbar)
tamaño (mm)	#5 for 13	#8b (13	125 mL Side Arm Flask	2 L

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)