

Corporación de membranas de policarbonato recubiertas de oro

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Corporación de membranas de policarbonato recubiertas de oro

Las membranas con trazas grabadas recubiertas de oro son conductoras, lo que evita la carga de la muestra y permite el análisis con microscopio electrónico.

Las membranas Sterlitech Gold están recubiertas por ambas caras. 40 nm en un lado y 20 nm en el otro, lo que da como resultado una mayor estabilidad del filtro y un alto contraste en SEM. Cumplen con los requisitos de organismos reguladores como ISO 14966 o VDI 3492.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.1 µm · 25 mm · pack 10	0.1 µm · 25 mm · pack 50	0.2 µm · 25 mm · pack 50	0.2 µm · 47 mm · pack 10	0.4 µm · 13 mm · pack 10	0.4 µm · 25 mm · pack 10	0.4 µm · 25 mm · pack 50	0.4 µm · 47 mm · pack 10	0.8 µm · 13 mm · pack 10	0.8 µm · 25 mm · pack 10	0.8 µm · 47 mm · pack 10
Tamano de poro	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8
Tamano de paquete	10	50	50	10	10	10	50	10	10	10	10
Diámetro (mm)	25	25	25	47	13	25	25	47	13	25	47
Dimensiones	—	—	—	4.625x3.5x.75	—	—	—	—	—	—	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)