



Antorcha de laboratorio

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Soplete de laboratorio

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	177100-00	177200-00	177200-T	177220-00	177320-11
Equipo	Dragon 100 soplete	Dragon 200 mechero	Dragon 200-T set (mechero, soporte, malla ceramica)	Dragon 220 mechero	Dragon 320 esterilizador electrico
Alimentacion	—	—	—	—	110 V / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)