



Filtros de jeringa de nitrocelulosa MCE

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtros de jeringa MCE de nitrocelulosa

Los filtros de jeringa MCE son hidrófilos y están diseñados para una clarificación y filtración eficientes de muestras acuosas. Los usos comunes de estos filtros incluyen ensayos médicos y pruebas de contaminantes ambientales.

*NOTA: Debido a la alta demanda, los filtros de jeringa de 13 y 25 mm de diámetro están experimentando un aumento en los plazos de entrega.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.22 µm · 13 mm · pack 1000	0.22 µm · 13 mm · pack 50	0.22 µm · 25 mm · pack 200	0.22 µm · 25 mm · pack 50	0.45 µm · 13 mm · pack 50	0.45 µm · 25 mm	0.45 µm · 25 mm · pack 50
Esteril	No	No	No	No	No	Yes	No
Tamaño de poro	0.22	0.22	0.22	0.22	0.45	0.45	0.45
Diámetro (mm)	13	13	25	25	13	25	25
tamaño	—	—	—	—	—	25mm	—
Tamaño de paquete	1000	50	200	50	50	—	50
Tamaño de filtro	—	—	—	—	25mm	25mm	25mm
Tipo de filtro	—	—	—	—	Abluo	Abluo	Abluo
Area de filtro	—	—	—	—	4.60	4.60	4.60
Volumen retenido	—	—	—	—	<100	<100	<100
Material carcasa	—	—	—	—	Acrylic	Acrylic	Acrylic
Diámetro externo carcasa	—	—	—	—	33	33	33
Conexiones	—	—	—	—	FLL, LS	FLL, LS	FLL, LS
Presión máxima	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)