



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Destilación por membrana (MD)

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Destilación por membrana (MD)

Las membranas planas de destilación por membrana (MD) de Sterlitech se pueden utilizar con nuestras celdas de contacto directo o de espacio de aire para estudios de MD.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.1 µm · pack 5 · 1121841	0.1 µm · pack 5 · 1121842	0.1 µm · pack 5 · 1121843	0.2 µm · pack 5 · 1121838	0.2 µm · pack 5 · 1121839	0.2 µm · pack 5 · 1121840	0.2 µm · pack 5 · 1121847	0.2 µm · pack 5 · 1121848	0.2 µm · pack 5 · 1121849	0.45 µm · pack 5 · 1121877	0.45 µm · pack 5 · 1121836	0.45 µm · pack 5 · 1121837	0.45 µm · pack 5 · 1121844	0.45 µm · pack 5 · 1121845	0.45 µm · pack 5 · 1121846
Tamano de poro	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Designacion	QL217	QL217	QL217	QL816	QL816	QL816	not available	not available	not available	QL815	QL815	QL815	not available	not available	not available
Tamano	Sepa	CF042	CF016	Sepa	CF042	CF016	Sepa	CF042	CF016	Sepa	CF042	CF016	Sepa	CF042	CF016
Polimero	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Tamano de paquete	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)