



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Filtros de cápsula de polipropileno

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detaille

Filtros de cápsula de polipropileno


Las cápsulas de filtro de polipropileno Sterlitech pueden desinfectarse con diversos agentes químicos de uso común. Pueden esterilizarse repetidamente en autoclave hasta 5 ciclos. Sterlitech certifica que los materiales de sus filtros de cápsula de polipropileno cumplen con los requisitos de la FDA de EE. UU. para el contacto con alimentos, según la normativa aplicable del Título 21 del Código de Reglamentos Federales (CFR).

Las cápsulas de filtro Sterlitech están diseñadas y fabricadas para resistir una amplia gama de soluciones químicas. Las condiciones varían según la aplicación, por lo que los usuarios deben verificar cuidadosamente la compatibilidad química. Disponible en clasificaciones absolutas de micrones de 0,1 y 0,2.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

[illegible]



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)