



Colectores de PVC

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Colectores de PVC

Estos modelos no son aptos para la esterilización en autoclave; en su lugar, deben desinfectarse con productos químicos compatibles.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	313400	313600	373130	373330
Valvula	2-Way	2-Way	3-Way	3-Way
Material	PVC	PVC	PVC	PVC
Tipo de material	PVC	PVC	PVC	PVC

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)