

Quartz Fiber Filtros

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Features:
Resistant to chemical attack, biologically inert

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	125 mm · pack 100	150 mm · pack 100	21 mm · pack 100	25 mm · pack 100	25 mm · pack 50	37 mm · pack 100	47 mm · pack 100	47 mm · pack 50	50 mm · pack 100	8 x 10" · pack 50 · QR1008X10IN	8 x 10" · pack 50 · QR2008X10IN	82 mm · pack 100
Tamano de paquete	100	100	100	100	50	100	100	50	100	50	50	100
Diametro (mm)	125	150	21	25	25	37	47	47	50	—	—	82
Tamano de hoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 x 10"	8 x 10"	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)