



Kits de prueba de esquistosoma

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Kits de prueba de esquistosoma

El kit de prueba de esquistosoma incluye 500 filtros de membrana de polycarbonato de 13 mm (tamaño de poro a elegir: 12, 20 o 30 μ m), 5 filtros Swinnex de plástico de 13 mm Porta jeringas, 2 jeringas (10 cc), un par de fórceps y un práctico estuche de plástico.

Recursos adicionales:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Para obtener más información sobre la esquistosomiasis, su impacto y cómo el kit de prueba de esquistosoma de Sterlitech podría ayudar a cambiar el rumbo en la lucha contra esta enfermedad, haga clic aquí para ver el kit de prueba de esquistosoma de Sterlitech. nuevo

Especificaciones técnicas

Especificación	12 μ m · 13 mm	20 μ m · 13 mm	30 μ m · 13 mm
Pieza	Kit de ensayo para esquistosoma	Kit de ensayo para esquistosoma	Kit de ensayo para esquistosoma
Material de membrana	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Diámetro de membrana	13 mm	13 mm	13 mm
Tamaño de poro	12 μ m	20 μ m	30 μ m

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)