



Eliminadores de estática

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Preguntas frecuentes

Especificaciones técnicas

Especificación	BF2-Static	STATIC
Pieza	Soporte con dos ionizadores	Eliminador de electricidad estática
Ionizadores incluidos	2	—
Principio (eliminador STATIC)	—	Ionización alfa por polonio-210
Actividad declarada (eliminador STATIC)	—	0,5 mCi (18,5 MBq)
Alimentación eléctrica externa (eliminador STATIC)	—	No requiere
Distancia de trabajo (eliminador STATIC)	—	25,4-50,8 mm
Dimensiones (eliminador STATIC)	—	6,4 × 23,6 × 76,2 mm
Masa (eliminador STATIC)	—	11,34 g
Material de la carcasa (eliminador STATIC)	—	Acero inoxidable
Intervalo de sustitución (eliminador STATIC)	—	12 meses

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)