



Kit de prueba de filtro de agua con carga biológica

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Kit de prueba de filtro de agua de carga biológica

Para ver excelentes videos informativos sobre nuestros productos Rocker, consulte el canal promocional de Rocker. ¿Buscas consejos de mantenimiento para mantener tus artículos Rocker en óptimas condiciones? Puedes disfrutar de nuestro canal de reparación de balancines.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Voltaje	DC24V, 1.8A o US tapon
Potencia maxima	44W
Diametro	47 mm
ramal numero	6 o 12
Soporte	SS304
Membrana	SS316
principal cuerpo	SS304
Espiga de manguera	SS316
perilla	Aluminio
Conexion	Silicona
Equipado con	BLDC motor
Espiga de manguera	ID8

Fuente tecnica proveedor (bloque producto; etiquetas y valores en espanol tecnico).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)