




Sterlitech MCE Sterile - MCE Membranas

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sterlitech MCE Sterile - MCE Membranas

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.22 µm · 47 mm · pack 100 · MFMCE047022GWS	0.22 µm · 47 mm · pack 100 · MFMCE047022S	0.45 µm · 47 mm · pack 100 · MFMCE047045GWS	0.45 µm · 47 mm · pack 100 · MFMCE047045S	0.8 µm · 47 mm · pack 100 · MFMCE047080GS	0.8 µm · 47 mm · pack 100 · MFMCE047080S	1 µm · 47 mm · pack 100 · MFMCE047100GWS	1 µm · 47 mm · pack 100 · MFMCE047100S
Tamaño de poro	0.22	0.22	0.45	0.45	0.8	0.8	1	1
Cuadrícula	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Diámetro (mm)	47	47	47	47	47	47	47	47
Color	White	White	White	White	White	White	White	White
Punto de burbuja	3.62	3.62	2.23	2.23	0.95	0.95	0.77	0.77
Caudal de agua	19	19	60	60	180	180	270	270
Caudal	2	2	5	5	15	15	20	20
Porosidad	75	75	79	79	82	82	82	82
Rejilla	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Tamaño de paquete	100	100	100	100	100	100	100	100

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)