



Columnas de ultrafiltración (UF)

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Columnas de ultrafiltración (UF)

Guía de columnas de UF desechables Guía de columnas de UF reutilizables

Especificaciones técnicas

Especificación	13 mm	pack 24 · USY-1	pack 24 · USY-5	pack 24 · USY-20	USY-Cap
Pieza	Portafiltro reutilizable de ultrafiltración	Unidad desechable de ultrafiltración	Unidad desechable de ultrafiltración	Unidad desechable de ultrafiltración	Tapas para columnas de ultrafiltración
Corte molecular nominal (MWCO)	—	10 kDa	50 kDa	200 kDa	—
Presentación	1/paquete	24 unidades/paquete	24 unidades/paquete	24 unidades/paquete	4/paquete
Celdas de retenido por paquete	—	24	24	24	—
Celdas de filtrado por paquete	—	24	24	24	—
Tapas por paquete	—	4	4	4	—
Tapas Luer por paquete	—	4	4	4	—
Válvulas antirretorno por paquete	—	4	4	4	—
Diámetro de membrana (portafiltro UHP-13C)	13 mm	—	—	—	—
Membrana (portafiltro UHP-13C)	Se vende separadamente	—	—	—	—
Área efectiva (portafiltro UHP-13C)	0,65 cm ²	—	—	—	—
Volumen mínimo de muestra (portafiltro UHP-13C)	0,15 mL	—	—	—	—
Volumen máximo de muestra (portafiltro UHP-13C)	2,0 mL	—	—	—	—
Aceleración centrífuga máxima (portafiltro UHP-13C)	19.600 m/s ²	—	—	—	—



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)