



Limpiadores ultrasónicos

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Limpiadores ultrasónicos

Capacidad del tanque de 3 a 20 litros
 Disponible en 110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	188211	188220	188221
Capacidad del estanque	10 L	20 L	20 L
Frecuencia	35 kHz	35 kHz	35 kHz
Temporizador	1-99 min	1-99 min	1-99 min
Calefaccion	Ambiente a 60 C	—	Ambiente a 60 C
Degas	Si	Si	Si
Drenaje	Si	Si	Si
Material del estanque	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Dimensiones del estanque	30 x 24 x 15 cm	50 x 30 x 15 cm	50 x 30 x 15 cm
Dimensiones exteriores	36 x 27 x 31 cm	57 x 33 x 33 cm	57 x 33 x 33 cm
Potencia ultrasonido	200 W	500 W	500 W
Potencia de calefaccion	270 W	—	550 W
Alimentacion	110 V / 60 Hz (SKU Sterlitech 188211-11) o 220 V / 50 Hz (188211-22 segun manual Rocker)	110 V / 60 Hz (SKU Sterlitech 188220-11) o 220 V / 50 Hz (188220-22 segun manual Rocker)	110 V / 60 Hz (SKU Sterlitech 188221-11) o 220 V / 50 Hz (188221-22 segun manual Rocker)
Peso neto	7.7 kg	14.5 kg	15.0 kg
Documentos	Ficha Soner Ultrasonic Cleaner; Manual de instrucciones Soner	Ficha Soner Ultrasonic Cleaner; Manual de instrucciones Soner	Ficha Soner Ultrasonic Cleaner; Manual de instrucciones Soner

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)