



Membranas y carcasas cerámicas

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Membranas y carcasas cerámicas

Nuestro kit de carcasas incluye:
1 carcasa de membrana cerámica tubular de acero inoxidable 316L, para 10 mm de diámetro exterior x 400 mm de longitud Membranas

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1360022	1360034	Assorted µm · 1360071	Assorted µm · MSKTB02510010	Assorted µm · MSKTB02510070	Assorted µm · MSKTT02510010	Assorted µm · MSKTT02510070	EVAC025000000
Tamano de poro	—	—	Assorted	Assorted	Assorted	Assorted	Assorted	—
Canal	—	—	Assorted	1	7	1	7	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)