



Análisis del agua

Código: N/D
Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Análisis de agua

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	178320-22	178430-22	179250-11	198200-01	198200-02
Tipo	[178320-22] Análisis del agua (23 L/min 105 mbar)	—	[179250-11] Análisis del agua (37 L/min 105 mbar)	[198200-01] Análisis del agua (100 L/min 105 mbar)	[198200-02] Análisis del agua (120 L/min 105 mbar)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)