

	Accesorio Lamy Rheology MB-SV8RS Código: MB-SV8RS Marca: Lamy Rheology Ver producto en Cotecno Solicitar cotización
---	---

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Sistema de medicion MB-SV8RS Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: SP116208

Especificaciones técnicas

Referencia	SP116208
------------	----------

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)