



Accesorio Lamy Rheology MB-SVD

Código: MB-SVD

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Sistema de medición MB-SVD Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos técnicos principales

- Referencia: 116513 (incluye soporte H-SV13RD y 100 vasos desechables MB -SV13RD)

Especificaciones técnicas

Referencia

116513 (incluye soporte H-SV13RD y 100 vasos desechables MB -SV13RD)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)