



Accesorio Lamy Rheology MK-SV414

Código: MK-SV414

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MK-SV414 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 116114

Especificaciones técnicas

Referencia	116114
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)