



Accesorio Lamy Rheology MK-SV421

Código: MK-SV421

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medición MK-SV421 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos técnicos principales

- Referencia: 116121

Especificaciones técnicas

Referencia	116121
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)