



Accesorio Lamy Rheology MK-SV428S

Código: MK-SV428S

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MK-SV428S Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: SP0428

Especificaciones técnicas

Referencia	SP0428
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)