



Accesorio Lamy Rheology MK-SV434

Código: MK-SV434

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medición MK-SV434 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos técnicos principales

- Referencia: 116134

Especificaciones técnicas

Referencia
116134

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)