



Especificación determinada por el cliente

Código: GD-PIN

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Es posible fabricar "electrodos tipo pin clásicos" (para mediciones de sondeo y perfilado eléctrico) de aleación de titanio o latón. Se pueden suministrar con convenientes carcajes de transporte y conectores "sistema de cable-electrodo externo". Los electrodos tienen un diseño simple y fiable.

Los electrodos de titanio tienen mayor durabilidad y menor peso en comparación con los fabricados con otras aleaciones (un electrodo de 30 cm pesa solo 100 gr). El electrodo de latón estándar mide 40 cm de largo y 0.14 cm de diámetro.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)