



Las bolsas de carcaj están diseñadas para facilitar el transporte de electrodos de titanio

Código: GD-QUIVER

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Las bolsas de carcaj están diseñadas para facilitar el transporte de electrodos de titanio. Las bolsas pueden almacenar hasta 32 electrodos y están equipadas con bolsillos adicionales para instrumentos de campo (martillo / llave).

Las bolsas de carcaj completas con electrodos de titanio y conectores de cable-electrodo conforman un conjunto perfecto de accesorios para sistemas de cable multielectrodo para levantamientos eléctricos.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)