



Accesorio Lamy Rheology MB-SV6RS

Código: MB-SV6RS

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MB-SV6RS Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: SP116206

Especificaciones técnicas

Referencia	SP116206
------------	----------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)