



Accesorio Lamy Rheology MK-RT II B

Código: MK-RT II B

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MK-RT II B Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 112570

Especificaciones técnicas

Referencia
112570

Aplicaciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)