



## Accesorio Lamy Rheology MK-VT6015

**Código:** MK-VT6015

**Marca:** Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Sistema de medicion MK-VT6015 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

### Datos tecnicos principales

- Referencia: 446015

### Especificaciones técnicas

| Referencia |
|------------|
| 446015     |

### Aplicaciones

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)