



Accesorio Lamy Rheology MK-VT8040

Código: MK-VT8040

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MK-VT8040 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 448040

Especificaciones técnicas

Referencia
448040

Aplicaciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)