



Accesorio Lamy Rheology MK-VT5025

Código: MK-VT5025

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MK-VT5025 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 445025

Especificaciones técnicas

Referencia	445025
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)