




Analizador transitorio TPS-3

Código: THT-TPS-3

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Especificaciones técnicas

- Metodo: TPS/MTPS - Rango tipico: $\sim 0,03$ a $2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Materiales: solidos, pastas, algunos liquidos viscosos - Tiempo de ensayo: 1-5 s - Alimentacion: bateria/USB, uso portatil

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)